



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	VALEUR
Préréglages	4 programmes
Bande passante	200-5500 HZ
Taux de distorsion harmonique	500 HZ: 0,8%
	800 HZ: 0,7%
	1600 HZ: 0,9%
Poids	2 grammes
Dimensions	25mm x 13mm x 7 mm
Piles	312 (min. 100 h)

**maxnson**<sup>®</sup>

MAXNSON s.a.

Maison, 32 • L 9772 Troine  
LUXEMBOURG

info@maxnson.com

VOTRE CONSEILLER



WWW.MAXNSON.COM

**maxnson**<sup>®</sup>

## ASSISTANT D'ÉCOUTE PRÊT À L'EMPLOI



**MAX7**

Solutions Auditives

## POUR QUI ?

**Max 7** est un amplificateur de son destiné à tous ceux qui souhaitent améliorer leur écoute au quotidien: entretenir une conversation, écouter la télévision, aller au cinéma, ...

**Max 7** amplifie intelligemment les sons et apporte une solution simple et performante à toutes les personnes ressentant une gêne auditive.

# MAX 7

Solutions Auditives



## PRÊT À L'EMPLOI

Un simple bouton vous permet de choisir parmi ses 4 programmes d'amplification pré-réglés selon vos désirs.

**Max 7** s'adapte à tous les types d'oreilles grâce à ses 2 longueurs de tubes et 3 tailles d'embouts.

## SES PRINCIPALES QUALITÉS

### PRÊT À L'EMPLOI

Fonctionne immédiatement, sans réglage.

### SIMPLE À L'UTILISATION

Bouton permettant de faire varier facilement l'amplification de son.

### CONFORTABLE

Équipements souples.

### PERFORMANT

Son naturel. Anti-sifflement.

### ESTHÉTIQUE ET DISCRET

Petit, léger et muni de son tube transparent, il est quasiment invisible.

TAILLE RÉELLE



## CAS OÙ LE MAX 7 N'EST PAS ADAPTÉ

L'assistant d'écoute **Max 7** n'est pas une prothèse auditive.

Il n'est pas adapté:

- Aux pertes auditives traumatiques
- Aux pertes auditives soudaines
- En cas d'acouphène

En cas de gêne auditive persistante, consultez votre médecin.

# MAX 7

Solutions Auditives