

enovis™

DONJOY®
NEXTEP XCEL™ AIR

L'équilibre en mouvement





DONJOY®

NEXTEP XCEL™ AIR

L'équilibre en mouvement.

Allier innovation et simplicité
à chaque pas.



Les professionnels de santé ont besoin de solutions orthopédiques fiables, conçues pour offrir des résultats constants aux patients tout en restant pratiques. Les produits DonJoy® Nextep Xcel™ Air répondent à ces besoins grâce à deux bottes d'immobilisation à coque intégrale destinées aux soins post-opératoires et post-traumatiques du pied et de la cheville.

En intégrant une technologie éprouvée à une conception rationalisée, Nextep Xcel™ Air offre une approche complète de la gestion de la mobilité des patients. Les 2 bottes d'immobilisation offrent les performances cliniques attendues par les professionnels tout en favorisant l'efficacité au sein des établissements de santé.

Nextep Xcel™ Air représente une approche équilibrée des soins orthopédiques, offrant la fonctionnalité dont les patients ont besoin et la fiabilité que les cliniciens apprécient.

Caractéristiques communes et avantages



La conception à coque intégrale permet une protection circonférentielle améliorée et un meilleur soutien de la partie inférieure de la jambe et/ou de la cheville



Les doublures en nylon brossé et en mousse protègent la jambe tout en restant respirantes pour un confort durable



Les sangles auto-agrippantes réglables permettent un ajustement facile



Les boucles pivotantes facilitent la fermeture des sangles



La ventilation à l'arrière de la coque favorise la respirabilité pour un confort durable



La protection souple intégrée aide à protéger les orteils



La semelle incurvée favorise une démarche saine et naturelle, du talon aux orteils



Semelle antidérapante renforcée pour une marche en toute sécurité



Seulement 3 tailles pour chaque modèle (S, M, L) pour optimiser le stockage



Radiotransparence





NEXTEP XCEL™ AIR
LONGUE
Page 6



NEXTEP XCEL™ AIR
COURTE
Page 8

INDICATIONS		
Entorse grave de la cheville (Stade III)	✓	✓
Entorse grave du pied (Stade III)		✓
Fractures stables de la cheville	✓	
Fractures stables du pied		✓
Fractures de stress du pied		✓
Lésions des tissus mous du pied et de la cheville	✓	✓
Lésions ligamentaires (par exemple, fasciite plantaire)		✓
Tendinopathie grave de la cheville	✓	
Ruptures du tendon d'Achille*	✓	
Suite opération du tendon d'Achille*	✓	
CARACTÉRISTIQUES		
Cellule d'air	✓	✓
Conception intégrale	✓	✓
Sangles réglables	4	3

*Possibilité d'utiliser avec des talonnettes (en option)

NEXTEP XCEL™ AIR LONGUE

En cas de fracture ou d'entorse de la cheville ou du pied, la botte d'immobilisation **DonJoy® Nextep Xcel™ Air Longue** combine une protection intégrale et une cellule d'air ajustable pour offrir une meilleure immobilisation et un plus grand confort. Sa conception montant jusqu'en dessous du genou et sa semelle incurvée antidérapante offrent un soutien stable et contrôlé pour la rééducation post-opératoire et post-traumatique.

INDICATIONS

La botte d'immobilisation DonJoy Nextep Xcel™ Air Longue est conçue pour fournir un soutien et une immobilisation post-opératoires ou post-traumatiques à la cheville ou au pied.

- Fracture stable du 1/3 inférieur de jambe
- Fracture uni ou bimalléolaire
- Entorse grave de la cheville - stade III (arrachement ligamentaire)
- Ostéosynthèse des fractures du 1/3 inférieur de la jambe
- Rupture du tendon d'Achille

CARACTÉRISTIQUES

Le chausson comprend une grande cellule d'air intégrée avec un contrôle simple de gonflage et de dégonflage : pompe pour gonfler et rotation pour dégonfler. Elle offre un soutien réglable amélioré pour la partie inférieure de la jambe et la cheville.

La pompe de la cellule d'air repositionnable permet de s'adapter à différentes tailles de jambe pour un ajustement optimal.

4 sangles réglables,

- 1 sangle avant-pied
- 1 sangle cheville
- 2 sangles tibia

pour une application facile et un ajustement sûr.



Voir [page 4](#) les caractéristiques communes :



INFORMATIONS DE COMMANDE

CODE ARTICLE	CODE GTIN	POINTURE	TAILLE
82-118-S	1220000531789	36 - 39	S
82-118-M	1220000531772	39 - 44	M
82-118-L	1220000531765	44 - 48	L



PRESCRIRE

Nextep Xcel™ Air Longue

NEXTEP XCEL™ AIR COURTE

Pour les entorses du pied ou de la cheville et les fractures du pied nécessitant un soutien supplémentaire, la botte d'immobilisation **DonJoy® Nextep Xcel™ Air Courte** offre une immobilisation ciblée dans un modèle léger. Sa cellule d'air ajustable et sa semelle antidérapante favorisent le confort du patient, une stabilisation contrôlée et une guérison efficace dans le cadre des soins médicaux quotidiens.

INDICATIONS

La botte d'immobilisation DonJoy Nextep Xcel™ Air Courte est conçue pour fournir un soutien et une immobilisation au pied et à la cheville.

- Fracture du tarse antérieur et du métatarse (Stade III)
- Entorse grave du médio-pied.
- Lésions ligamentaires telles que la fasciite plantaire
- Fractures de stress du pied

CARACTÉRISTIQUES

Le chausson comprend une grande cellule d'air reliée à un système simple de gonflage et de dégonflage : pompe pour gonfler et rotation pour dégonfler. Elle offre un soutien réglable amélioré pour le bas de la jambe et la cheville.

La pompe repositionnable de la chambre à air permet de s'adapter à différentes tailles de jambes pour un ajustement optimal.

3 sangles réglables,

- 1 sangle avant-pied
- 1 sangle cheville
- 1 sangle tibia

pour une application facile et un ajustement sûr.



Voir [page 4](#) les caractéristiques communes :



INFORMATIONS DE COMMANDE

CODE ARTICLE	CODE GTIN	POINTURE	TAILLE
82-116-S	1220000531758	36 - 39	S
82-116-M	1220000531741	39 - 44	M
82-116-L	1220000531734	44 - 48	L



PRESCRIRE

Nextep Xcel™ Air Courte

DONJOY®

enovisTM

Creating Better Together™



RETROUVEZ-NOUS EN LIGNE

BLOG | CATALOGUE PRODUITS | ENOVIS SELECT | FACTURES | VOS CONTACTS

enovis.fr

DJO FRANCE SAS - CENTRE EUROPÉEN DE FRÊT, 3 RUE DE BETHAR, 64990 MOUGUERRE

Dispositifs médicaux de Classe I destinés, pour chaque produit, aux traitements des différentes pathologies décrites dans ce document. Ces dispositifs médicaux portent, au titre de la réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les notices. Fabricant : Span Link International. *Créer Mieux Ensemble

